
吉云流程开发及部署说明文档

版本: 0.8.0

作者: 刘久成

部门: 深圳基因研究院

日期: September 4, 2019



Contents

1	分析流程	3
2	Docker	3
2.1	容器创建	4
2.1.1	公共镜像	4
2.1.2	手工制作	5
2.1.3	Dockerfile	6
2.2	软件安装	7
2.2.1	系统工具	7
2.2.2	编译安装	7
2.2.3	Java 程序	9
2.2.4	Python 模块	9
2.2.5	Perl 模块	10
2.2.6	R 模块/包	10
2.3	软件路径	11
2.4	版本记录	12
2.5	平台部署	12
3	Workflow	13
3.1	WDL 介绍	13
3.1.1	变量	13
3.1.2	流程 (workflow)	13
3.1.3	任务 (task)	13
3.2	WDL 流程开发	15
3.2.1	输入处理	15
3.2.2	并行分析	17
3.2.3	汇总分析	18
3.2.4	流程可视化	19
3.2.5	注意事项	20
4	Bioflow	20
4.1	常用命令	20
4.2	客户端设置	21
4.3	流程实例	22
4.3.1	上传流程	22
4.3.2	查看流程	22
4.3.3	更新流程	23
4.4	作业实例	23
4.4.1	提交作业	23
4.4.2	查看作业	23
4.5	Logs	24
4.6	XTAO 存储目录	25
5	备选调度工具	25
5.1	Cromwell	25
5.1.1	流程验证	25
5.1.2	输入准备	25
5.1.3	本地运行	26

5.1.4	SGE 集群	26
5.1.5	Cromwell 的不足之处	27
5.2	Toil	28
5.2.1	安装 Toil	28
5.2.2	创建流程	28
5.2.3	运行流程	28
5.2.4	Toil 总结	28
6	总结	29

1 分析流程

分析流程是根据预设的指令利用软件对数据进行的一系列分析。生物信息分析流程则是针对生物学数据的，主要包含数据（输入/输出）、软件和流程三部分。如常见的 RNA-Seq 分析流程（图 1）。其中包括输入信息读取，并行计算，分支决策等。




Fig. 1: RNA-Seq 分析流程

软件方面，生物信息分析流程往往包含多种分析软件，部署安装和版本控制是个令人头痛的问题，即便是费尽心力克服重重依赖，找遍 StackOverflow 解决各种报错后部署成功，高兴之余，最怕听到的需求便是“在新机器上再来一次！”，软件分发的难题一直困扰着生物信息分析人员。流程方面，如何处理好各步骤的依赖关系，合理安排并行化处理，监控流程运行进度和状态，又向分析人员提出了挑战。Docker（容器引擎）和 WDL（Workflow Description Language，工作流描述语言，发音 [widdle]）的出现很大程度上解决了上述问题，而且改善了生物信息分析的可重复性。本文将以 RNA-Seq 为例，对以上方面进行描述和实际操作。

2 Docker

Docker 是一个开源的应用容器引擎（container engine），让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中（容器），然后发布到任何流行的 Linux/MacOS 或 Windows 机器上，也可以实现虚拟化。Docker 的三个概念分别是：仓库（Registry）、镜像（Image）和容器（Container）。图 2 展示了三者的关系。仓库是存放 Docker 镜像的地方，拉到本地的镜像通过 `docker run` 运行（此实例称为容器）。经过修改的容器可以经过 `docker commit` 保存为新的镜像。

Docker 的特点和优势：

- 容器是轻量的、可执行的独立软件包，包含软件运行所需的所有内容：代码、运行时环境、系统工具、系统库和设置。
- 容器化软件适用于基于 Linux 和 Windows 的应用，在任何环境中都能够始终如一地运行。
- 容器赋予了软件独立性，使其免受外在环境差异（例如，开发和预演环境的差异）的影响，从而有助于减少团队间在相同基础设施上运行不同软件时的冲突。




Fig. 2: Docker 核心概念及关系

Docker 支持不同的 Linux 发行版本共享同一个内核 (图 3), 主流 Linux 发行版本大都具有官方或非官方的 Docker 镜像和支持社区, 可以根据实际需要进行选择。




Fig. 3: Docker 容器

2.1 容器创建

创建一个容器镜像有两种方式, 一种是直接下载公共的镜像或 Dockerfile, 另外就是基于 Linux 基础镜像自己制作。

2.1.1 公共镜像

Docker Hub (<https://hub.docker.com>) 是一个由 Docker 公司运行和管理的基于云的存储仓库, Docker 镜像可以由其他用户发布和使用。我们可以通过 `docker pull xxx` 下载所需的镜像。表 1 列举了一些下载基础镜像、生物信息分析软件和流程镜像的实例:

通过 `docker pull` 下载好的 Docker 镜像可以用 `docker images` 命令查看:

Tab. 1: Docker Hub 镜像下载

镜像	下载命令
CentOS	<code>docker pull centos</code>
Ubuntu	<code>docker pull ubuntu</code>
Alpine	<code>docker pull alpine:3.10.1</code>
alpine-java	<code>docker pull anapsix/alpine-java</code>
GATK3	<code>docker pull broadinstitute/gatk3</code>
GATK4	<code>docker pull broadinstitute/gatk</code>
RNACocktail	<code>docker pull marghoob/rnacocktail</code>

```
$ docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
alpine              latest       b7b28af77ffe     3 weeks ago     5.58MB
alpine              gatk4       8fabccb5d2cd     3 hours ago     409MB
broadinstitute/gatk latest       9e737a9f562c     3 months ago     3.84GB
quay.io/bcbio/bcbio-rnaseq latest       babf4a2eefa8     3 months ago     4.63GB
centos              latest       9f38484d220f     4 months ago     202MB
anapsix/alpine-java latest       c45785c254c5     5 months ago     126MB
bioconductor/release_base latest       18f6a97aa589     2 years ago     1.28GB
marghoob/rnacocktail latest       a848eb367be6     17 months ago     3.33GB
```

如果想查看镜像的内容，可以使用以下命令进入其容器的 Bash 环境，进而获得容器的内容。

```
docker run -it --rm alpine:gatk4 bash
```

值得一提的是生物信息相关流程的 Docker 镜像往往文件较大，包含了很多不必要的组件，不利于传输、部署和启动。Alpine 是一个轻量级的 Linux 发行版本，其基础 Docker 镜像大小仅 5MB 多。基于 Alpine 制作的 GATK4 大小为 409MB，较官方的 3.84GB 瘦身了很多。下面介绍下制作过程。

2.1.2 手工制作

下面是手动制作基于 Alpine 的 GATK4 镜像的过程：

1. 获取基础镜像

```
docker pull anapsix/alpine-java
```

2. 下载 GATK

```
wget https://github.com/broadinstitute/gatk/releases/download/4.1.2.0/gatk-4.1.2.0.zip
unzip gatk-4.1.2.0.zip
cd gatk-4.1.2.0
```

3. 运行 docker 镜像并拷贝 GATK

```
docker run -it -v $PWD:/tmp anapsix/alpine-java bash
cp /tmp/gatk-package-4.1.2.0-local.jar /opt/gatk4.jar
exit
```

4. 获取容器 ID 并保存为新镜像

```
gatk_id=$(docker ps -a | sed '1d' | head -n1 | cut -d' ' -f1)
docker commit -m 'gatk4' $gatk_id alpine:gatk4
```

5. 镜像测试

```
docker run -it --rm alpine:gatk4 java -jar /opt/gatk4.jar -version
```

正常情况下会显示 GATK4 的版本信息:

```
The Genome Analysis Toolkit (GATK) v4.1.2.0
HTSJDK Version: 2.19.0
Picard Version: 2.19.0
```

2.1.3 Dockerfile

如果想要从一个基础镜像开始建立一个自定义镜像，可以选择一步一步进行构建，也可以选择写一个配置文件，然后一条命令（`docker build`）完成构建，显然配置文件的方式可以更好地应对需求的变更，这个配置文件就是 Dockerfile，其详细的介绍可以参阅[Dockerfile 文档](#)。RNACocktail 分析流程作者提供了[Dockerfile](#)文件，可以结合文档阅读一下。

我们将上面手动制作 GATK4 镜像的过程通过 Dockerfile 实现，其内容如下：

```
FROM anapsix/alpine-java

ENV GATK_VERSION 4.1.2.0

RUN wget https://github.com/broadinstitute/gatk/releases/download/${GATK_VERSION}/gatk-${GATK_VERSION}.zip && unzip gatk-${GATK_VERSION}.zip && cp gatk-${GATK_VERSION}/gatk-package-${GATK_VERSION}-local.jar /opt/gatk4.jar && rm -rf gatk-${GATK_VERSION}*
```

在 Dockerfile 所在的目录运行 `docker build .` 制作镜像，成功后会显示其镜像 IMAGE_ID，再通过 `docker tag` 添加标签。

```
docker tag $IMAGE_ID 'alpine:gatk4'
```

此标签也可以作为 `build` 的参数指定（`-t`）：

```
docker build -f /path/to/Dockerfile -t 'alpine:gatk4' .
```

顺便说一下，Alpine 官网 (<https://pkgs.alpinelinux.org/packages>) 提供了常用的应用程序，可以通过 `RUN apk add xxx` 进行安装，例如 R 的镜像制作：

```
FROM alpine
RUN apk add --no-cache R
CMD ["R"]
```

生物信息分析流程根据其复杂程度，在初次封装时往往通过自动和手动相结合的方式实现。在基础镜像的选择上，可以选择和自己的 host 机器上相同的 Linux 发行版本（如 host 机器是 CentOS 系统，我们选择 `FROM centos`），这样可以将 host 机器上编译好的程序直接拷贝到 Docker 镜像里面使用。在测试通过后，可以将手动封装的部分加到 Dockerfile 中实现全自动封装。Docker 镜像制作中常用软件安装方法在下节列出供参考。

2.2 软件安装

2.2.1 系统工具

各 Linux 发行版本都提供了界面 (UI) 和终端 (CLI) 版本的软件管理工具，这些工具通常只有 root 用户可以使用。Docker 容器实例是以 root 账户登陆的，可以使用这些系统命令。

Tab. 2: 系统软件安装工具

Linux 发行版本	安装软件命令
Ubuntu/Debian	<code>apt-get install xxx</code>
CentOS	<code>yum install xxx</code>
Alpine	<code>apk add xxx</code>

2.2.2 编译安装

C/C++ 等语言开发的软件 (如 bwa, samtools 等) 通常需要经过编译成二进制的执行文件才能使用。如果开发者提供了编译好的二进制版本，可以根据自己的平台版本下载对应的软件使用。如果只有源代码或者是我们需要对源码做一些修改，则需要编译后使用。根据维基百科对[Automake](#)过程的描述 (图 4)，此过程由软件开发者决定，可能从不同的节点开始。关键节点文件是 `autogen.sh`、`configure` 和 `Makefile`。

如果源码文件夹有 `Makefile` 文件:

```
tar -xf bwa-0.7.17.tar.bz2 && cd bwa-0.7.17
make
cp bwa /usr/local/bin
```

如果源码文件夹有 `configure` 文件:

```
tar -xf samtools-1.9.tar.bz2 && cd samtools-1.9
./configure --prefix=/usr/local
make -j 16 && make install
```

如果是非 root 用户，可以指定个人目录 (如 `$HOME`):

```
./configure --prefix=$HOME
make -j 16 && make install
```

这样 samtools 就会安装到 `/home/$USER/bin/samtools`。

如果源码文件夹没有以上两个文件，但是有 `autogen.sh` 或 `bootstrap`，可以运行该命令产生 `configure` 文件，然后运行 `./configure` 及 `make` 命令。需要注意的是如果提供了 `test` 文件，可以运行 `make test` 测试程序的有效性后再 `make install` 安装。

有些软件推荐使用 `cmake` 进行编译，配置文件为 `CMakeLists.txt`，常规用法如下:

```
cmake && make install
```

如果软件要求在单独的目录编译，则:

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make install
```

自定义目标路径可以在 `cmake` 步骤或 `make install` 步骤指定:




Fig. 4: Autoconf

```
cmake -D CMAKE_INSTALL_PREFIX='/usr/local'
```

或

```
make install PREFIX='/usr/local'
```

Alpine 基础镜像不带编译工具，如果要封装需要编译的软件，则需要添加 build-base，下面是安装 samtools 的 Dockerfile 实例：

```
FROM alpine:latest

ENV SAMTOOLS_VERSION 1.9

RUN apk add --update pcre-dev openssl-dev \
  && apk add --virtual build-dependencies build-base curl zlib-dev \
  && curl -L -o samtools-${SAMTOOLS_VERSION}.tar.bz2 \
    https://github.com/samtools/samtools/releases/download/${SAMTOOLS_VERSION}/samtools-
    ${SAMTOOLS_VERSION}.tar.bz2 \
  && tar jxvf samtools-${SAMTOOLS_VERSION}.tar.bz2 \
  && cd samtools-${SAMTOOLS_VERSION}/ \
  && ./configure --without-curses --disable-lzma --disable-bz2 --disable-libcurl \
  && make && make install \
  && cd .. && rm -rf samtools-${SAMTOOLS_VERSION}* \
  && apk del build-dependencies && rm -rf /var/cache/apk/*
```

其中的 `--virtual build-dependencies` 参数将后面的参数 (`build-base curl zlib-dev`) 命名为 `build-dependencies` 组, 方便在编译安装软件后删除, 节省空间。这种情况下, 要求以静态的方式进行软件编译, 如 `fastp` 软件的安装, 默认是动态编译的, 我们需要明确指定 `export CXX="c++ -static"` 来实现静态编译。如果以默认的动态编译进行, 在删除 `build-dependencies` 后 `fastp` 程序会报错找不到相关依赖。

```
FROM alpine:latest

ENV FASTP_VERSION 0.20.0

RUN apk add --update \
  && apk add --virtual build-dependencies build-base curl zlib-dev \
  && curl -L -o v${FASTP_VERSION}.tar.gz \
    https://github.com/OpenGene/fastp/archive/v${FASTP_VERSION}.tar.gz \
  && tar -xvf v${FASTP_VERSION}.tar.gz && cd fastp-${FASTP_VERSION} \
  && export CXX="c++ -static" && make && mv fastp /usr/local/bin \
  && cd .. && rm -rf v${FASTP_VERSION}.tar.gz fastp-${FASTP_VERSION} \
  && rm -rf /var/cache/apk/* && apk del build-dependencies
```

2.2.3 Java 程序

除了 Java 开发者, 从源码编译 Java 程序需求很少, 而且生物信息分析中常用的 Java 程序都有编译好的发行版本, 只要把 `jar` 包下载好放到指定的位置即可, 如 `Picard` 工具放置在 `/opt/jar/picard.jar` 路径下。

2.2.4 Python 模块

Python 模块的安装有以下两种常用方式:

1. 手动安装, 下载 Python 模块源码 `tar` 包解压:

```
python setup.py build
python setup.py install
```

如果有权限问题或想自定义安装路径, 可以指定安装前缀:

```
python setup.py install --prefix=/usr/local
```

2. 使用 pip 安装

```
pip install xxx
pip install xxx --target=/path/to/install
```

Python 版本 2 和 3 的模块可能要按需安装

```
pip2 install xxx
pip3 install xxx
```

2.2.5 Perl 模块

Perl 模块的安装有以下两种常用的方式:

1. 手动安装

```
wget https://cpan.metacpan.org/authors/id/J/JM/JMCNAMARA/Excel-Writer-XLSX-1.00.tar.gz
tar -xf Excel-Writer-XLSX-1.00.tar.gz
cd Excel-Writer-XLSX-1.00
perl Makefile.PL
make
make install
```

如果为非 root 用户，遇到安装权限问题时，可以指定模块的安装路径:

```
perl Makefile.PL PREFIX=$HOME
```

手动安装适用于 Perl 模块依赖较少或服务器未联网的情况，如果有联网，优先使用 CPAN 进行安装，依赖的模块会自动安装。

2. 利用 CPAN 模块安装

```
perl -MCPAN -e shell
cpan> install Excel::Writer::XLSX
```

2.2.6 R 模块/包

R 语言模块来源主要有两个: [CRAN](#)与[BioConductor](#)。

CRAN 包安装有以下三种方式:

1. 下载 R 包到本地并上传至未联网的服务器上，在 Linux 命令行安装。适用于 R 包依赖较少且机器无法联网的情况。

```
R CMD INSTALL package.tar.gz
```

2. 在 Linux 命令行使用 `install.packages` 安装，这种安装方式可用于 Dockerfile([2.1.3](#))

```
R -e "install.packages('package', repos = 'http://cran.us.r-project.org')"
```

3. 在交互界面 (IDE) 安装

```
> install.packages("package_name")
```

在 IDE 安装时 R 会让用户选择 CRAN 镜像，可以在安装时直接指定镜像地址，如:

```
> install.packages("pheatmap", repos='http://cran.us.r-project.org')
```

另外，已经下载好的 R 包或本地修改过的 R 包源码也可以通过以下方式安装：

```
> install.packages("package.tar.gz", repos = NULL, type="source")
```

BioConductor 包在 R 的 IDE 下通过以下命令进行安装，以安装“GenomicFeatures”和“AnnotationDbi”为例：

```
> if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
+   install.packages("BiocManager")
> BiocManager::install(c("GenomicFeatures", "AnnotationDbi"))
```

对于 Github 上的 R 源码包，可以使用 devtools 进行安装，例如：

```
> library(devtools)
> install_github("wch/ggplot2")
```

2.3 软件路径

Docker 中默认用户为 root，如果不指定软件安装路径，则除 jar 程序包外，其他执行程序及文库/模块会安装在 /usr 或 /usr/local 目录下。可执行文件在 /usr/bin 或 /usr/local/bin 目录下，这些路径已经配置在系统 \$PATH 变量中，可以直接执行，免于指定绝对路径，方便流程调用。

对于 jar 包，我们统一放置在 /opt 下，在使用时指定绝对路径，如：

```
java -d64 -server -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=8 \
-Xms8g -Xmx16g -Djava.io.tmpdir=tmp \
-jar /opt/jar/picard.jar MarkDuplicates \
I=input.bam O=out_markdup.bam \
METRICS_FILE=out.metrics ASO=coordinate \
VALIDATION_STRINGENCY=LENIENT
```

有些软件是由多个程序组成（如 STAR-Fusion），内涵调用流程，这种情况下也适合将其放置到 /opt 目录，将其中的主程序软链接到 /usr/local/bin 使用。比如将 STAR-Fusion 放置在 /opt/app 路径下，其目录结构如下：

```
/opt/app/STAR-Fusion-v1.6.0/
├─ FusionAnnotator
├─ FusionFilter
├─ FusionInspector
├─ LICENSE
├─ Makefile
├─ PerlLib
├─ README.md
├─ STAR-Fusion
├─ notes
├─ plugins
└─ util
```

其调用程序为 STAR-Fusion，我们为其创建软连接：

```
cd /opt/app/STAR-Fusion-v1.6.0/
ln -s $(PWD)/STAR-Fusion /usr/local/bin
```

这里有一点需要注意，STAR-Fusion 为 Perl 脚本，内部使用了 FindBin 模块来找到 STAR-Fusion 所在的目录，当我们创建了软连接后，\$FindBin::Bin 失效，需要使用 \$FindBin::RealBin。

```
use FindBin;
use lib ("${FindBin::RealBin}/PerlLib");

my $BASEDIR = "${FindBin::Bin}";
      ↓
my $BASEDIR = "${FindBin::RealBin}";
```

经过上述小改动后，就可以直接运行 STAR-Fusion 了，无需指定其绝对路径。当然我们可以通过绝对路径运行 (/opt/app/STAR-Fusion-v1.6.0/STAR-Fusion)，或者是将其路径加入到用户的 \$PATH 中，通过以下命令实现：

```
export PATH="/opt/app/STAR-Fusion-v1.6.0:$PATH"
```

如果令其在用户登录后自动生效，可以将上述命令写入 ~/.bashrc 中，这样就无需指定绝对路径了。

2.4 版本记录

软件版本信息可以统一记录到文本文件中，如 /opt/versions.txt。

2.5 平台部署

一般用户本地制作的 docker 镜像部署到吉云平台需要以下步骤：

1. 镜像标签 → 吉云平台要求镜像的标签为 username/imgname 格式。例如我制作的 samtools 镜像，需要更新标签后再保存 (username 为吉云平台用户名)：

```
docker tag 'alpine:samtools' 'liujc/samtools'
```

2. 保存镜像

```
docker save -o samtools.tar liujc/samtools:latest
```

3. 上传镜像 → 将 samtools.tar 上传至吉云服务器，然后通过以下命令推送至 docker 仓库：

```
$ imgcli push samtools.tar
Uploading image 36.88 MiB / 36.88 MiB [=====]

Succeed to push image.
```

4. 查看镜像

```
$ imgcli list
Listing liujc images.

+-----+-----+
| Seq |      Image |
+-----+-----+
| 0   | liujc/samtools |
+-----+-----+
```

管理员或者具有 docker 执行权限的用户也可以通过直接运行 docker 命令实现镜像部署。有可能 load 后的镜像的标签为 <none>，在这种情况下，我们需要根据 IMAGE-ID 添加标签。

```
docker load samtools.tar
docker tag IMAGE_ID 'liujc/samtools'
docker push liujc/samtools
```

3 Workflow

3.1 WDL 介绍

Broad Institute 在发布 GATK4 正式版的同时,还发布了 WDL (<https://software.broadinstitute.org/wdl>) 和 GATK 系列最佳实践 WDL 流程 (<https://software.broadinstitute.org/gatk/best-practices/>), 相比 CWL (Common Workflow Language, <https://www.commonwl.org>), WDL 语法简单、易学、易用。WDL 将工作流程分为 `变量`, `workflow`, `task`, `call`, `command` 和 `output` 等几部分, 下面分别简要介绍下。

3.1.1 变量

WDL 有两种不同层次的变量, 位于 workflow 或 task 中。变量可以通过 task 的 output 指定功能从一个 task 传递到下一个 task, 形式为 `task_name.variable_name`。按照变量的组成又可以分为简单变量和复合变量 (表 3)。复合变量由简单变量组成。

Tab. 3: WDL 变量类型

简单变量	复合变量
String	Array
Int	Map
Float	Object
File	Pair
Boolean	

3.1.2 流程 (workflow)

WDL 的顶层组件为 `workflow` (流程), `task` (任务) 和 `call` (调用)。workflow 在顶层, 通过 call 去执行 tasks, tasks 在 workflow 模块外被定义, workflow 定义原始输入, `task` 之间通过输入/输出 variable(变量) 来确定依赖关系及执行顺序 (图 5)。

3.1.3 任务 (task)

task 的核心组件: `command`、`output` 和 `runtime` (图 6)。以 RNA-Seq WDL 流程的 `mergefq` 为例:

```

workflow myWorkflowName {
  File my_ref
  File my_input
  String name

  call task_A {
    input: ref= my_ref, in= my_input, id= name
  }
  call task_B {
    input: ref= my_ref, in= task_A.out
  }
}
task task_A { ... }
task task_B { ... }

```

Fig. 5: Workflow

```

task task_A {
  File ref
  File in
  String id

  command {
    do_stuff R= ${ref} I= ${in} O= ${id}.ext
  }
  output {
    File out= "${id}.ext"
  }
}

```

Fig. 6: Task

```

task mergefq {
  File list
  File fqdir
  File outdir
  command {
    mergefq -s ${list} -i ${fqdir} -o ${outdir}
  }
  output {
    Array[Array[String]] sm2fq = read_tsv(stdout())
  }
  parameter_meta {
    list: "sample to library list file"
    fqdir: "input directory containing fqs of samples"
    outdir: "output directory"
  }
  meta {
    author: "liujc"
    email: "liujc@genepplus.org.cn"
  }
  runtime {
    docker: "liujc/os"
    cpu: "1"
    memory: "100M"
    retry: 1
  }
}

```

- **command** 是程序实际执行的命令，变量通过 `${...}` 形式调用，其中花括弧是必须的。
- **output** 输出是二维的字符串数组，内容为 `sample→fq1→fq2` 映射表。输出的赋值需用双引号括起来。
- **runtime** 运行时的参数指定:

docker 调用的 docker 镜像名
 cpu 使用的 cpu 数目
 memory 使用的内存大小
 retry 失败后重试次数

- `parameter_meta` 参数说明 (可选)
- `meta` 作者信息 (可选)

`command` 内环境为 `sh`，命令逐行执行，支持两种格式：简单 `{...}` 和高级 `<<<...>>>`。简单的命令可以使用前者，这里通过举例介绍下后者的用法 (省略 `runtime` 部分)。

1. 使用 Bash 环境及命令 (有些命令 `sh` 是不支持的)

```
task vcomb {
  File f1
  File f2
  command <<<
    bash <<CODE
      paste <(sort -k1,1n ${f1}) <(sort -k1,1n ${f2}) | cut -f1,2,4
    CODE
  >>>
  output { Array[String] res = read_tsv(stdout()) }
}
```

2. 使用 `awk` 命令 (`awk` 命令中可能有 `{` 和 `}`，简单格式不支持)

```
task colsum {
  File f
  command <<<
    awk '{a+=$NF;}END{print a}' ${f}
  >>>
  output { Int sum = read_int(stdout()) }
}
```

3. 使用其他语言环境 (如 Python)

```
task test {
  command <<<
    python <<CODE
      for i in range(3):
        print("key_{idx}\t{idx}".format(idx=i))
    CODE
  >>>
  output {
    Map[String, Int] my_ints = read_map(stdout())
  }
}
```

3.2 WDL 流程开发

我们以 RNA-Seq 流程为例分别 WDL 流程的关键步骤进行介绍。

3.2.1 输入处理

万事开头难，流程的难点在于输入的设计和处理。一般将样本名称 ID 作为分析过程中的唯一标识符使用。NGS 测序中样本是单独建库 (样本 ID 和文库号一一对应)，然后混合 (pooling) 在一起测序的 (通过样本建库时添加的标签序列-barcode 拆分成每个样本的测序数据)，常有同一个样本在测序仪 Flowcell(流动池，俗称“片子”) 上多条 Lane(泳道) 测序的情况，如果是 Pair-End 测序，则每条 Lane 测得的序列又分为 `fq1` 和 `fq2` 两个文件：


```

└─ 199003852TR
    └─ 190501_Q100020006_V300018490_L001_199003852TR_HUM_C_GC1A_504
        └─ 190501_Q100020006_V300018490_L001_199003852TR_HUM_C_GC1A_504_1.fq.gz
        └─ 190501_Q100020006_V300018490_L001_199003852TR_HUM_C_GC1A_504_2.fq.gz
    └─ 190501_Q100020006_V300018490_L002_199003852TR_HUM_C_GC1A_504
        └─ 190501_Q100020006_V300018490_L002_199003852TR_HUM_C_GC1A_504_1.fq.gz
        └─ 190501_Q100020006_V300018490_L002_199003852TR_HUM_C_GC1A_504_2.fq.gz
    └─ 190501_Q100020006_V300018490_L003_199003852TR_HUM_C_GC1A_504
        └─ 190501_Q100020006_V300018490_L003_199003852TR_HUM_C_GC1A_504_1.fq.gz
        └─ 190501_Q100020006_V300018490_L003_199003852TR_HUM_C_GC1A_504_2.fq.gz
    └─ 190501_Q100020006_V300018490_L004_199003852TR_HUM_C_GC1A_504
        └─ 190501_Q100020006_V300018490_L004_199003852TR_HUM_C_GC1A_504_1.fq.gz
        └─ 190501_Q100020006_V300018490_L004_199003852TR_HUM_C_GC1A_504_2.fq.gz

```

测序下机文件的名称中一定含有文库号 (HUM_*), 样本 ID 不保证一定含有, 所以我们通过输入 **样本 ID** 与 **文库号** 的对应表 (sam2lib.txt) 来实现样本与数据的对应关系。

```

Cc1Xtao:rnaseq $ cat sam2lib.txt
199003847TR    HUM_C_GC1A_501
199003848TR    HUM_C_GC1A_502
199003850TR    HUM_C_GC1A_503
199003852TR    HUM_C_GC1A_504

```

RNA-Seq 流程的第一步是按样本将不同 lane 的数据合并至 fq1 和 fq2, 通过 `mergefq` 程序实现。如前面 `mergefq` 任务 (3.1.3) 所列出的那样, 输入为样本文库对应表、含有 fq 序列文件的目录和输出目录。`mergefq` 程序在指定的输出文件夹按样本 ID 创建文件夹, 并合并该样本的所有 `*_1.fq.gz` 文件至 `sampleID_1.fq.gz`, `*_2.fq.gz` 至 `sampleID_2.fq.gz` :

```

run
└─ 199003847TR
    └─ RawFq
        └─ 199003847TR_1.fq.gz
        └─ 199003847TR_2.fq.gz
└─ 199003848TR
    └─ RawFq
        └─ 199003848TR_1.fq.gz
        └─ 199003848TR_2.fq.gz
└─ 199003850TR
    └─ RawFq
        └─ 199003850TR_1.fq.gz
        └─ 199003850TR_2.fq.gz
└─ 199003852TR
    └─ RawFq
        └─ 199003852TR_1.fq.gz
        └─ 199003852TR_2.fq.gz

```

`mergefq` 程序会同时输出 `sampleID→fq1→fq2` 的对应关系输出到标准输出 (`stdout`):

```

199003847TR    /path/to/199003847TR_1.fq.gz    /path/to/199003847TR_2.fq.gz
199003848TR    /path/to/199003848TR_1.fq.gz    /path/to/199003848TR_2.fq.gz
199003850TR    /path/to/199003850TR_1.fq.gz    /path/to/199003850TR_2.fq.gz
199003852TR    /path/to/199003852TR_1.fq.gz    /path/to/199003852TR_2.fq.gz

```

这些输出会由 WDL 的 `read_tsv(stdout())` 读取并保存成二维数组 (sm2fq) 作为任务的输出, 作为后续依赖任务的输入。表 4 列出了 WDL 中常用的读取输入的命令。

Tab. 4: WDL 读取输入命令

命令	返回类型	说明
<code>read_lines(String File)</code>	<code>Array[String]</code>	按行读取文件内容到字符串数组
<code>read_tsv(String File)</code>	<code>Array[Array[String]]</code>	读取表格文件到二维字符串数组，各列按索引获取
<code>read_map(String File)</code>	<code>Map[String, String]</code>	按 key→value 对读取两列的文件，返回字典结构
<code>read_int(String File)</code>	<code>Int</code>	读取文件中的整型数
<code>read_string(String File)</code>	<code>String</code>	读取整个文件内容到字符串
<code>read_float(String File)</code>	<code>Float</code>	读取文件中的浮点数
<code>read_boolean(String File)</code>	<code>Boolean</code>	读取文件中的布尔值

3.2.2 并行分析

若样本之间互相独立，则适合进行并行分析，WDL 中通过 `scatter` 实现。我们以对合并的 fq 进行质控的 `fqqc` 为例进行说明。`rnaseq` 流程在执行 `mergefq` 后对其返回的二维数组进行遍历，每一个元素又是一个数组 (含 3 个元素，分别为 `sampleID`, `fq1` 和 `fq2`)，利用索引 (0, 1, 2) 访问这些元素。

```

workflow rnaseq {
  File list
  File fqdir
  File wkdir

  call mergefq {
    input:
      list = list,
      fqdir = fqdir,
      outdir = wkdir
  }

  scatter (line in mergefq.sm2fq) {
    call fqqc {
      input:
        sample = line[0],
        in_fq1 = line[1],
        in_fq2 = line[2],
        thread = 4,
        outdir = wkdir
    }
  }
}

```

以下为 `fqqc` 的内容，`output` 返回的是过滤掉低质量的 `fq1` 和 `fq2` 文件。

```

task fqqc {
  File in_fq1
  File in_fq2
  File outdir
  Int thread
  String sample

  command {
    fastp \
      -i ${in_fq1} \
      -I ${in_fq2} \
      -o ${outdir}/${sample}/ClnFq/${sample}_1.fq.gz \
      -O ${outdir}/${sample}/ClnFq/${sample}_2.fq.gz \
      -h ${outdir}/${sample}/ClnFq/${sample}.html \
      -j ${outdir}/${sample}/ClnFq/${sample}.json \
      -w ${thread} &> ${outdir}/${sample}/ClnFq/${sample}.log
  }

  output {
    File fq1 = "${outdir}/${sample}/ClnFq/${sample}_1.fq.gz"
    File fq2 = "${outdir}/${sample}/ClnFq/${sample}_2.fq.gz"
  }
}

runtime {
  docker: "liujc/os"
  cpu: "16"
  memory: "16G"
  retry: 1
}

```

3.2.3 汇总分析

`scatter` 中的各个样本在资源充足的情况下会并行完成分析，产生各自的分析结果，`scatter` 则返回的是样本结果的数组 (图 7)。如果我们需要对这些结果进行汇总，则需要待 `scatter` 步骤完成后进行，这个过程在 WDL 中称为 `gather` (图 8)。




Fig. 7: `scatter` 前后的类型变化

`Array[]` 往往需要转化成 `String` 后才能作为程序的输入。比如比对步骤 `align` 输出的是 `bam` 文件，经过 `scatter` 后返回的是一组 `bam`，我们可以做以下转换：




Fig. 8: RNA-Seq 流程中的 `scatter` 与 `gather`

```

task align {
  ...
  output {
    File bam = ...
  }
  ...
}

workflow xxx {
  ...
  scatter {align...}
  Array[File] bams = align.bam
  String bam_list_space_seperated = ${sep=" " bams}
  String bam_list_comma_seperated = ${sep="," bams}
  String bam_list_for_picard = ${sep=" -I " bams}
  ...
}

```

3.2.4 流程可视化

WDL 流程可以经 WOMtool 转成 `.dot` 实现可视化，具体实现的命令如下：

```

java -jar womtool.jar graph rnaseq.wdl > rnaseq.dot
dot -Tsvg -o rnaseq.svg rnaseq.dot
#or using my graphviz docker
docker run --rm -v $PWD:/tmp liujc/graphviz dot -Tsvg -o /tmp/rnaseq.svg /tmp/rnaseq.dot

```

图 9 为 RNA-Seq 基础分析流程的 WDL 可视化图，展示了 WDL 的各个 `task` 之间的关系，方框内是流程按样本并行处理的部分 (`scatter`)，`boxplot_fpkm` 则依赖所有样本的 FPKM 结果，待 `scatter` 步骤结束后开始执行。




Fig. 9: RNA-Seq 分析流程图

除此之外，可以使用 `wdl2cwl` (`pip install wdl2cwl` 安装) 将 WDL 转换成 CWL 格式，再使用 [Rabix Composer](#) 等工具进行可视化。`cwl2wdl` 工具可以进行反向转换。

3.2.5 注意事项

- WDL 的流程所用到的数据库文件均需明确指定，例如 `bwa` 比对我们需要指定参考序列 `hg19.fa`，但 `bwa` 在运行时会自动搜索并使用参考序列的索引文件 (`hg19.fa.fai`)，这个索引文件也要明确指定。
- 语法检查: 使用 `WOMtool` (<https://github.com/broadinstitute/cromwell/releases>) 对写好的 WDL 流程进行验证:

```
java -jar womtool.jar validate rnaseq.wdl
```

- WDL `task` 之间的依赖关系均需通过 `output` 指定。

4 Bioflow

XTAO Bioflow (以下简称 Bioflow) 是荣之联 (UEC) 公司旗下极道团队 (XTAO) 使用 Go 语言开发的生物信息分析任务调度系统。支持 BSL 和 WDL 两种流程开发语言。BSL 是极道团队基于 Bpipe 语法开发的流程语言，针对 DNA 突变检测做了许多贴心设计，方便流程开发。深度定制的 BSL 流程语言在开发其他流程是灵活度和可控性较 WDL 差一些，所以我们针对不同场景选择 BSL 或 WDL 进行开发。

4.1 常用命令

Bioflow 在权限管理方面设计了两组命令: 管理员 (administer) 使用 `bioadm`，普通用户 (client) 使用 `biocli`。本文档仅介绍流程开发和测试相关的 `biocli` 命令 `pipeline` (流程) 和 `job` (作业) 并在

实例中有进一步说明。更详细的信息可以参阅【Bioflow 命令行使用手册】。




Fig. 10: `biocli pipeline` 命令

如图 (图 10, 11) 所示, `biocli` 命令采用三段式设计, 名称很好地反映了命令功能, 比如说添加流程的命令是 `biocli pipeline add`。除了 `list` 外, 这些命令还需要指定第四个参数, 目前还不支持自动补齐命令, 输入比较繁琐, 我们可以通过设定快捷方式的方式改善输入体验, 比如在 `~/.bashrc` 中添加以下快捷方式:

```
alias bpa="biocli pipeline add"
alias bpl="biocli pipeline list"
alias bpu="biocli pipeline update"
alias bjl="biocli job list"
alias bjs="biocli job submit"
alias bjs="biocli job status"
alias bjc="biocli job cancel"
```




Fig. 11: `biocli job` 命令

`biocli` 命令的各段命令都可以通过 `--help` 获得说明, 比如:

```
biocli job --help
biocli job --help-long
biocli job list --help
```

4.2 客户端设置

在用户首次登陆 Bioflow 集群后, 有可能需要设置 `biocli` 客户端环境变量:

```
$ biocli env set server bioflow.marathon.mesos:1027
$ biocli env get
{"server":"bioflow.marathon.mesos:1027"}
```

配置文件自动保存在家目录: `~/bioflow_client.conf`。

4.3 流程实例

4.3.1 上传流程

WDL 格式的分析流程部署到 Bioflow 系统需要通过一个 json 文件实现, 以 RNA-Seq 分析流程为例:

```
{
  "Name" : "rnaseq",
  "Type" : "WDL",
  "Description" : "A pipeline for RNA-Seq analysis",
  "WorkDir" : "annavol1@xtao:liujc/log",
  "Wdl" : {
    "WorkflowFile" : "rnaseq.wdl"
  }
}
```

其中 `Name` 为流程的唯一标识符, `Type` 为固定的 WDL 格式, `WorkDir` 为流程默认的工作目录, 存放流程日志等相关文件, `Wdl` 部分指定了流程的核心文件 `WorkflowFile` 的具体位置。通过以下命令上传到 Bioflow 流程管理系统, 其中 `./wdl` 路径下含有 WDL 流程文件 `rnaseq.wdl`。

```
biocli pipeline add -d ./wdl rnaseq.json
```

`WorkDir` 目录也可以在 job 实例中指定。在流程中指定的好处是可以统一存放日志并定期清理。上传的流程会放置在 Bioflow 的 `pipelinestore` 文件夹内, 如果误删了本地的流程, 可以从这个文件夹中将对应版本的流程拷回来, 或者是通过以下命令自动实现:

```
biocli pipeline dump -v 12 rnaseq rnaseq_v12.json
```

如此, 版本 12 的 RNA-Seq 流程会输出到文件 `rnaseq_v12.json`, 流程的 WDL 等文件会放到 `rnaseq-12` 文件夹。

4.3.2 查看流程

使用 `biocli pipeline list` 查看已有的 Bioflow 流程, 不便之处就是会显示所有的流程, 没有只显示当前用户流程的参数选项。如果我们知道流程的名字, 可以通过以下命令查看该流程信息:

```
$ biocli pipeline info rnaseq
Pipeline RNASEQ:
  Type: WDL
  Items: 0
  State: InUse
  WorkDir:
  IgnoreDir:
  Parent: RNASEQ
  LastVersion: 55
  Version: 56
  Description: A pipeline for RNaseq analysis
  Owner: liujc
  WorkflowFile: rnaseq.wdl
  Items:
```

4.3.3 更新流程

更新后的流程通过 update 命令提交到 Bioflow，流程的版本号自动更新。

```
biocli pipeline update -d ./wdl rnaseq.json
```

4.4 作业实例

4.4.1 提交作业

Bioflow 作业投递需要通过指定输入/输出/参数和流程的 json 文件实现，json 的基本格式如下：

```
{
  "Name" : "rnaseq-run",
  "Pipeline" : "rnaseq",
  "WorkDir" : "annavol1@xtao:liujc/test/wdl/rnaseq/log",
  "InputDataSet" : {
    "WorkflowInput" : {
      "rnaseq.list" : "annavol1@xtao:liujc/test/wdl/rnaseq/sam2lib.txt",
      "rnaseq.fqdir" : "annavol1@xtao:liujc/Org-Gene/Esophageal_Cancer_RNA-Seq",
      "rnaseq.wkdir" : "annavol1@xtao:liujc/test/wdl/rnaseq/run",
      ...
      "rnaseq.ref_fa" : "annavol1@xtao:liujc/db/ref/hs37d5.fa",
      "rnaseq.ref_fai" : "annavol1@xtao:liujc/db/ref/hs37d5.fa.fai"
    }
  },
  "Priority" : 10
}
```

其中 **Name** 为本作业的名字，**Pipeline** 为使用的流程的名字（对应流程的唯一标识符），**WorkDir** 为存放流程日志的目录（也可以不指定，使用流程默认的工作目录），对于 WDL 流程来说，**InputDataSet** 内的 **WorkflowInput** 用来指定流程的相关参数（格式为 **流程名.参数**），**Priority** 为流程的优先级，从 1 到 10，最高优先级为 10。其中的 **WorkflowInput** 部分可以通过 WOMtool 生成模版后 (5.1.2) 修改得到。json 文件格式特点是每个部分的最后一项行末是没有逗号的，使用时需要注意。

投递作业的命令如下：

```
$ biocli job submit job.json    # or bjs job.json
The job added success, job ID is: 69c2778d-a36a-4190-5934-4c7bb6703eea
```

4.4.2 查看作业

查看正在运行的任务：

```
$ biocli job list    # or bjl
1 running jobs:
Job 1:
  ID: 69c2778d-a36a-4190-5934-4c7bb6703eea
  Name: tcr-run
  Pipeline: TCR
  Created: 2019-08-09T09:59:57+08:00
  Finished: N/A
  State: RUNNING
  Owner: liujc
  Priority: 10
```


查看任务运行状态:

```
$ biocli job status 4c7bb6703eea
Status of Job 69c2778d-a36a-4190-5934-4c7bb6703eea:
Name: tcr-run
Pipeline: TCR
State: RUNNING
Owner: liujc
WorkDir: annavol1@xtao:liujc/test/wdl/rnaseq/tcr/log
...
```

Bioflow 对作业的各个步骤 (stage) 的运行时间有记录,通过 `biocli job status 4c7bb6703eea` 查看,以 RNA-Seq 流程中的 TCR 分析为例,其比对历时 32 分钟,是从提交时间开始算的。我们可以通过计算 `运行结束时间` 和 `开始运行时间` 的时间差来得到该步骤的执行时间,这个是在测试流程性能时最常用到的。

```
Stage tcr-tcr-Scatter-3-main-tcr.align-shard2:
Submitted: Fri Aug 9 09:59:57 CST 2019 # 提交时间
Scheduled: Fri Aug 9 10:00:07 CST 2019 # 开始运行
Finished: Fri Aug 9 10:32:36 CST 2019 # 运行结束时间
Duration: 32.650000 # 历时(单位为min)
```

Bioflow 定义了以下几种作业状态:

CREATED 作业刚提交,尚未调度执行

RUNNING 作业正在运行。作业在执行流程的过程中,流程的每个阶段都会提交一个或多个任务到后端执行。这些阶段可能暂时没有资源,不能运行,处于等待状态。但是作业仍然会处于 **RUNNING** 状态。

FINISHED 作业执行完成,没有异常退出。如果流程有很多个阶段,表示每个阶段都正常完成。

CANCELED 作业被用户取消,作业正在执行且未完成的所有阶段的任务都将会被结束。

PAUSED 作业被暂停。作业将记住暂停时候的状态,如果用户恢复作业,作业将被恢复为暂停时候的状态继续执行。注意暂停作业时,作业产生的正在运行的任务不会被停止。但是作业将停止调度新的阶段和任务。

FAIL 作业的一个或者多个阶段执行失败。

PSUDONE 作业执行部分完成,同时由于某些阶段的失败造成作业无法继续执行的结束状态。

4.5 Logs

Bioflow 作业 `jsob` 文件中的 `WorkDir` 指定的是作业的工作目录,是存放 Bioflow 信息和流程日志的地方,不同于分析流程的结果输出文件,通常指定到独立的文件夹。Bioflow 的日志目录结构如下,其中的 `boltstore.db` 是 Bioflow 记录流程信息的数据库文件, `wdlbiofiles` 为流程是 WDL 时存放文件的地方,暂时未发现里面有内容。 `*--shard#` 文件夹中是标准输出和标准错误两个文件。

```
.
├── boltstore.db
├── logs
│   ├── WORKFLOW.TASK-paladin-task.JOBID.cmd_info
│   ├── WORKFLOW.TASK-paladin-task.JOBID.err
│   ├── WORKFLOW.TASK-paladin-task.JOBID.info
│   └── WORKFLOW.TASK-paladin-task.JOBID.profiling
├── PIPELINE-WORKFLOW-Scatter-#-main-WORKFLOW.TASK-shard#
│   ├── stderr
│   └── stdout
└── wdlbiofiles
```

`logs` 文件夹中有 4 种后缀名的文件,其功能描述如下。

`.err` 记录每个任务的实际运行命令，其中的文件路径 (`vol@xtao`) 已经替换为实际路径。此信息可以使用命令 `biocli job status JOB_ID -d` 获得 (`-d` 表示显示任务细节 detail)。

`.cmderr` 记录任务的标准错误信息

`.info` 记录容器和任务信息

`.profiling` 性能剖析信息 (profiling information)

这些文件所含的信息可以使用 `biocli job logs JOB_ID` 命令显示。

需要注意的是如果任务由于输入的问题而失败后, 可以修正输入, 然后通过 `biocli job recover JOB_ID` 从出错的地方开始重分析。如果需从头开始分析的话, 需要删掉或清空 `WorkDir` 再使用 `biocli job submit job.json` 投递任务, 不删除 `WorkDir` 的话, 投递任务会一直是 `CREATED` 状态, 不会运行, 直至 timeout 退出。

4.6 XTAO 存储目录

在作业中指定流程实际参数时我们使用了诸如 `annavol1@xtao:liujc/db/ref/hs37d5.fa` 样式的路径格式, 没有使用绝对路径。这是 XTAO 存储的推荐路径格式, 其中的 `annavol1@xtao:` 会在运行时转换成实际路径 `/mnt/annavol1` 或其他实际挂载的存储位置, 这样的好处是当挂载的存储发生变动时, 流程不会受影响。

5 备选调度工具

5.1 Cromwell

Broad Institute 为 WDL 流程开发了调度引擎 Cromwell([在线文档](#), [软件下载地址](#)) 和 WDL 工具 WOMtool (Workflow Object Model (WOM))。Cromwell 支持多种后端任务管理系统 ([详细信息](#)), 在未部署 Bioflow 工具的集群可以通过 Cromwell 来进行作业调度。

5.1.1 流程验证

同 WDL 的语法检查 ([3.2.5](#))

5.1.2 输入准备

```
$ java -jar womtool.jar inputs rnaseq.wdl > rnaseq_inputs.json
```

```
$ cat rnaseq_inputs.json
{
  "rnaseq.wkdir": "File",
  "rnaseq.fqdir": "File",
  "rnaseq.list": "File",
  "rnaseq.ref_fa": "File",
  "rnaseq.ref_fai": "File",
  ...
}
```

然后将 `rnaseq_inputs.json` 中的参数全部替换为真实的数据并保存。

5.1.3 本地运行

Cromwell 支持 WDL 在本地运行，如安装了 Docker 的个人电脑，OncoBox 一体机等。运行分析任务的命令如下：

```
java -jar cromwell.jar run rnaseq.wdl --inputs rnaseq_inputs.json
```

需要注意的是 Cromwell 不支持 XTAO 的存储映射 (vol@host) 结构，也暂时不支持嵌套的 `scatter` 结构 (可以通过 sub workflow 的方式实现)。

5.1.4 SGE 集群

Cromwell 支持 WDL 流程在 SGE 集群 ([SGE](#)) 运行，需要 SGE 配置文件，下面是[网上](#)找到的一个例子。backend 的设置参数不少，这部分待整理。

- java 命令:

```
java -Dconfig.file=sge.conf -jar cromwell.jar run hello.wdl
```

- hello.wdl:

```
task hello { command { echo "Hello world" } }  
workflow wf_hello { call hello }
```

- sge.conf (tested working):

```
# Include the application.conf file.  
include required(classpath("application"))  
backend {  
  # Switch the default backend to "SGE"  
  default = "SGE"  
  providers {  
    # Configure the SGE backend  
    SGE {  
      # Use the config backend factory  
      actor-factory = "cromwell.backend.impl.sfs.config.  
ConfigBackendLifecycleActorFactory"  
      config {  
        #run-in-background = false  
        # Limits the number of concurrent jobs  
        concurrent-job-limit = 500  
        # Define runtime attributes for the SGE backend.  
        # memory_gb is a special runtime attribute. See the cromwell README for more  
        info.  
        runtime-attributes = ""  
        Int cpu = 1  
        Float? memory_gb  
        String? sge_queue  
        String? sge_project  
        String? docker  
        ""  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

# Script for submitting a job to SGE, using runtime attributess.
submit = ""
qsub \
  -terse \
  -V \
  -b n \
  -N ${job_name} \
  -wd ${cwd} \
  -o ${out}.qsub \
  -e ${err}.qsub \
  -pe mpi ${cpu} \
  ${"-l h_vmem=" + memory_gb + "g"} \
  ${"-q " + sge_queue} \
  ${"-P " + sge_project} \
  ${script}
""
# See the cromwell README for more info.
submit-docker = ""
qsub \
  -V \
  -wd ${cwd} \
  -N ${job_name} \
  -o ${out}.qsub \
  -e ${err}.qsub \
  -l ${"vf=" + memory_gb + "g"},p=${cpu} \
  -b y docker run -v ${cwd}:${docker_cwd} ${docker} /bin/bash ${docker_script}
""
# command for killing/aborting
kill = "qdel ${job_id}"
kill-docker = "docker stop ${docker_cid}"
# Command used at restart to check if a job is alive
check-alive = "qstat -j ${job_id}"
# How to search the submit output for a job_id
job-id-regex = "(\\d+)"
}
}
}
}
}

```

5.1.5 Cromwell 的不足之处

经过测试，发现 Cromwell 有以下不足：

1. Cromwell 支持任务从失败处重启分析，但必须保持其 `cromwell-executions` → `workflow` → `task` 样式的目录结构，而且目录中包含为了区分不同分析的哈希值，导致分析的实际路径是事先不可知的。
2. 如果想做成 BNC 分析结果那样的文件结构，涉及到大量文件拷贝，查看官方文档后得知此问题暂时无解。
3. Cromwell 通过 SGE 或其他后端投递任务，任务的状态获取需要额外的开发。

5.2 Toil

除了 Cromwell，UCSC 计算基因组实验室使用 Python 开发的[Toil](#)也支持[WDL 流程调度](#)，具有易学、稳定和高效等特点。对于熟悉 Python 的朋友来说是个不错的任务调度方案。

5.2.1 安装 Toil

```
pip install 'toil[wdl]'
```

5.2.2 创建流程

- WDL 流程 (wdl-helloworld.wdl)

```
workflow write_simple_file {  
    call write_file  
}
```

```
task write_file {  
    String message  
    command { echo ${message} > wdl-helloworld-output.txt }  
    output { File test = "wdl-helloworld-output.txt" }  
}
```

- 作业文件 (wdl-helloworld.json)

```
{  
    "write_simple_file.write_file.message": "Hello world!"  
}
```

5.2.3 运行流程

与 Cromwell 相似，toil 运行任务需指定流程 wdl 文件和任务实例 json 文件:

```
toil-wdl-runner wdl-helloworld.wdl wdl-helloworld.json
```

5.2.4 Toil 总结

经过测试，我们发现 Toil 有如下优缺点:

1. Toil 系统基于 Python 开发，易安装和维护，开发 wrapper 程序和实现并行化，灵活性较好
2. 测试单机版任务调度通过，可用于 OncoBox 任务调度
3. 对 HPC(SGE) 的支持还处于 alpha 版本阶段

综上，不在吉云平台中使用。

6 总结

吉云平台的流程涉及到 Bioflow, WDL 和 Docker, 通过 json 文件建立关联, 三者密不可分 (图 12)。WDL 流程定义了分析过程和所用的 Docker, Bioflow 系统则负责 WDL 流程的执行调度, 对指定的作业实例进行分析。

TODO: 更新关联图, 将 Cromwell 独立出来, 加入 SGE




Fig. 12: WDL–Docker–Bioflow 关系图

Todo list

TODO: 更新关联图, 将 Cromwell 独立出来, 加入 SGE 29